

Des produits de qualité pour optimiser les soins

Placez le nourrisson en position de décubitus ventral, dorsal ou latéral pour améliorer son bien-être et réduire son stress.

Décubitus ventral

Le décubitus ventral peut réduire les risques de plagiocéphalie positionnelle latérale et les lésions cutanées lors de séjours hospitaliers prolongés. Il favorise également le tonus musculaire, l'extension active du cou et le soulèvement de la tête.



Choisissez les produits Prone Plus, Snuggle Up et Bendy Bumper (71-91 cm), dans la taille adaptée au nourrisson. Placez le Prone Plus dans le Snuggle Up (le Prone Plus ne doit pas être plus large que la distance séparant les mamelons du nourrisson, ni plus bas que le nombril).



Tenez et tournez lentement le nourrisson afin de le positionner en décubitus ventral médian sur le Prone Plus. Ses mains doivent être près de sa bouche pour obtenir un effet auto-apaisant. Assurez-vous que ses hanches soient courbées et que ses pieds soient placés dans le Snuggle Up.



Ajustez les sangles pour maintenir le nourrisson, tout en permettant des mouvements dynamiques au niveau des hanches, puis des épaules.



Effectuez des mouvements lents (en observant les réactions du nourrisson) et courbez le Bendy Bumper pour qu'il repose contre la tête du nourrisson, afin d'assurer maintien et confort. Le Bendy Bumper enveloppe le dos du nourrisson ainsi que le Snuggle Up.



Si le nourrisson arque sa tête et sa nuque, des coussins Frederick T. Frog peuvent être positionnés pour appliquer une pression supplémentaire et assurer un meilleur maintien (le coussin "Freddy" est conçu pour alourdir ; ne placez pas tout le poids sur le nourrisson).

Décubitus dorsal

Un nourrisson peut être placé en décubitus dorsal lors d'un traitement ou pour s'entraîner aux positions essentielles de sommeil avant le retour à la maison.



À l'aide de vos mains, maintenez le nourrisson en position de flexion médiane.



Fléchissez les jambes et les hanches du nourrisson et placez-les au fond de la poche du Snuggle Up, en gardant les pieds, les jambes et les hanches alignés. Continuez à maintenir le nourrisson, tout en observant ses réactions.



Ajustez les sangles pour maintenir le nourrisson, tout en permettant des mouvements dynamiques au niveau des hanches, puis des épaules.



Placez les mains du nourrisson sur son visage pour obtenir un effet auto-apaisant. Ajoutez un Bendy Bumper afin de fermer le Snuggle Up et d'encourager la flexion et la résistance naturelle.



Le coussin Frederick T. Frog peut compléter le Bendy Bumper ou être utilisé seul, comme enveloppe au niveau de la tête du nourrisson. Les billes du coussin peuvent être déplacées afin d'obtenir la hauteur appropriée.

Décubitus latéral

Lorsque vous placez un nourrisson en position de décubitus latéral, vous devez bien vérifier l'alignement de ses membres. Les épaules sont voutées et les mains à proximité du visage. Les hanches sont alignées et délicatement fléchies. Les pieds sont légèrement serrés.



Maintenez le nourrisson en position fléchie, à l'aide de vos mains. Mettez-le sur le côté tout en soutenant la tête et en alignant l'épaule avec la hanche. L'alignement est primordial.




Fléchissez les jambes et les hanches du nourrisson et placez-les au fond de la poche du Snuggle Up en gardant les pieds, les jambes et les hanches bien alignés (le Snuggle Up imite la paroi utérine).



Ajustez les sangles pour maintenir le nourrisson, tout en permettant des mouvements dynamiques au niveau des hanches, puis des épaules. Observez les réactions du nourrisson.



Ajoutez le Bendy Bumper et adaptez la hauteur de l'enveloppe au nourrisson.



Un Bendy Bumper associé à un coussin modulable Frederick T. Frog offre stabilité et maintien au nourrisson (ne placez pas tout le poids du coussin "Freddy" sur le nourrisson).